



PRESENTANDO

# La aplicación móvil Lympha Press®



Descubra una gama completa de características y beneficios del sistema de compresión dinámica más avanzado del mercado,

## Lympha Press Optimal® Plus 912 desde tu teléfono móvil!

- Personalización completa para las necesidades específicas del paciente
- Fácil programación
- Cree, guarde y comparta múltiples protocolos de tratamiento
- Acceso rápido al historial de uso
- Totalmente sincronizado con la consola del dispositivo



Contact us to learn more!

✉ [info@lymphapress.com](mailto:info@lymphapress.com)


🌐 [www.lymphapress.com](http://www.lymphapress.com)




FOLLOW US



# Descripción general de la aplicación



1. Sincronizar la aplicación con el compresor



2. Cambie el nombre del compresor y controle la presión, la duración y el ciclo desde la pantalla de inicio.



3. Ajuste la presión y la duración durante el tratamiento.



4. Accede al historial de uso, al menú de ayuda y más. El terapeuta puede utilizar el modo fuera de línea para crear un protocolo.




5. Ajusta fácilmente la presión y la duración de la sesión.



6. Modo de preterapia: elija un ciclo más corto o más largo; ajustar el ciclo de presión.




7. Modo Post Terapia: elija la zona de tratamiento.




8. Configuración avanzada: establecer retención y pausa el tiempo; dispositivo de bloqueo



9. Establecer presión por individuo cámara o cancelar cualquier cámara. Toque ligeramente para cambiar en pequeños intervalos.



10. Guarde, comparta o acceda a protocolos de tratamiento guardados.



11. Lista de acceso de protocolos de tratamiento guardados que se pueden renombrar fácilmente.

