

Lympha Press Mini®

Uso doméstico

Tratar el linfedema correctamente significa un cuidado de por vida. La terapia en el hogar con Lympha Press Mini® es fácil y eficaz, ahorra visitas a la clínica, y aumenta el cumplimiento del paciente para obtener mejores resultados del tratamiento.

Indicaciones

- Linfedema de brazos y piernas
- Linfedema de brazo por mastectomía
- Curación de úlceras por estasis venosas
- Alivio el dolor muscular y nervioso
- Alivio de las molestias causadas por fatiga de las piernas

Características

- Hasta 24 celdas de presión que se solapan
- Presión variable de rango 20 a 80 mmHg para uso domiciliario
- Fácil y seguro de usar
- Compacto, fácil de almacenar
- Robusto y fiable
- Portátil
- Puede tratar hasta dos extremidades simultáneamente
- Compatible con la gama completa de prendas de calidad
- Controles de lectura fácil (presión y duración del tratamiento)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: 201

Ciclos: Secuencial

Rango: 20 - 80 mmHg

Dimensiones: 19 x 37,5 x 31,5 cm

Peso: 5,3kg

Voltaje: 230V /115 V 50/60 Hz