

Lympha Press PCD-51®

Diseñado para un tratamiento fácil y accesible en casa

Dispone de tratamientos con el tiempo y presión ajustables (de 20 a 80 mmHg), con Smart Technology para una compresión y liberación precisas. Es multi voltaje, ligero e ideal para viajar.



Use PCD -51® con nuestras innovadoras prendas de 4 u 8 cámaras



**Manga brazo
 ComefyLife™**

Se usa para tratar el linfedema de cáncer de mama en el brazo, el tórax, la axila, el hombro, el abdomen y espalda.



**Manga pierna
 4 celdas**

Múltiples tamaños disponibles, incluso extra ancho.



**Manga uso
 individual**

Ideal para clínicas de heridas, edemas traumáticos, atención hospitalaria y otras necesidades a corto plazo.




Manga pierna 8 celdas

Múltiples tamaños disponibles.



Patalón PCD™

Trata toda la parte inferior del cuerpo, el abdomen, la ingle, las caderas, las nalgas y piernas.



Manga de brazo

Trata todo el brazo y el hombro.